

ISOLANTE VIPI FILM

Ficha Técnica
Português

Isolante

Indicação:

Líquido para isolamento de gesso em trabalhos protéticos.

Características/Benefícios:

- Para uso nas técnicas convencional e microondas.
- De fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes.
- A espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais.
- Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho.

Apresentações:

Frascos de 250ml, 500ml e 1000ml.

Composição:

Alginato
Conservantes
Água

Instruções de Uso:

Agite antes de usar.

Usar modelo de gesso previamente hidratado.

Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo cobrindo toda a superfície isolada, com cuidado para não atingir a parte posterior dos dentes. Quando fizer uso de filme separador na primeira prensagem, retire-o, recorte o excesso e aplique o ISOLANTE VIPI FILM. Efetuar o isolamento com a Mufla a 40°C.

Advertência/Precauções:

- Manter o frasco fechado.
- Conservar ao abrigo de luz e calor.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evitar contato com a pele e com os olhos.
- Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.
- Não inflamável.
- Se houver irritação, procure um médico.
- Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
- Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.

Validade:

2 anos a partir da data de fabricação.

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.



VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418
Pirassununga - São Paulo - Brasil
Tel: +55 (11) 3046 2222
C.N.P.J.[MF] 49.425.259/0001-73

Insulating Film

Indication:

Liquid for the insulation of gypsum in prosthetic work.

Characteristics / Benefits:

- For use in conventional and microwave techniques.
- Easy to apply due to its viscosity, it allows fluidity and fast drying, with excellent insulating properties.
- The film thickness is adequate, without causing dimensional alterations.
- Quick drying that optimizes working time.

Presentations:

Jars with 250 ml, 500 ml and 1000 ml.

Composition:

Alginate
Preservatives
Water

Instructions for Use:

Shake before using.

Use previously hydrated cast model.

During application, always use a clean brush covering the whole surface, being careful not to touch the posterior part of the teeth. When you make use of the separating film during the first pressing, remove it, trim the excess and apply ISOLANTE VIPI FILM. Carry out the insulation with the flask at 40°C.

Warnings / Precautions:

- Keep the bottle closed.
- Keep away from the light and heat.
- Keep out of the reach of children.
- Avoid contact with the skin and with the eyes.
- Do not contaminate the jar with cast residues.
- Inflammable.
- If there is irritation, seek medical attention.
- If there is contact with the eyes, wash with plenty of water.
- If ingested accidentally, drink water and do not provoke vomiting. Seek medical attention.

Shelf Life:

2 years as of the date of manufacture.

Product declared exempt from registration by the Ministry of Health.



Aislante

Indicación:

Líquido para el aislamiento de yeso en trabajo de prótesis

Características/Beneficios:

- Para uso en las técnicas convencional y microondas.
- De fácil aplicación en razón de su viscosidad, permite fluidez y secado rápido, con excelentes propiedades Aislantes.
- La espesura de la película es adecuada, no causando alteraciones dimensionales.
- Secado rápido que optimiza el tiempo de trabajo.

Presentaciones:

Frascos de 250ml, 500ml y 1000ml.

Composición:

Alginato
Conservantes
Agua

Instrucciones de Uso:

Agite antes de usar.

Usar modelo de yeso previamente hidratado.

En la aplicación, utilice siempre un pincel limpio cubriendo toda la superficie que será aislada, con cuidado para no tocar la parte posterior de los dientes. Cuando se use la película separadora en el primer prensado, remuévala, recorte el exceso y aplique el AISLANTE VIPI FILM.

Efectuar el aislamiento con la Mufla a 40°C.

Advertencias/Precauciones:

- Mantener el frasco cerrado
- Conservar protegido de luz y calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar contacto con la piel y con los ojos.
- No contaminar el frasco con residuos de yeso.
- No Inflamable.
- Caso haya irritación, vaya al médico.
- Caso haya contacto con los ojos, lave con agua en abundancia.
- Caso sea ingerido accidentalmente, tomar agua y no provocar vómito. Buscar ayuda médica.

Validez:

2 años a partir de la fecha de fabricación.

Producto declarado exento de registro por el Ministerio de Salud.

