

Dentes Acrílicos

Indicação:

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

Características/Benefícios:

- Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
- Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- Cumpre ISO 22112
- Angulação de 0° e 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.

Modelos:

Anteriores Superiores:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Anteriores Inferiores:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Posteriores Superiores e Inferiores:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°:

29 M, 31 M, 33 M

VIPI DENT PLUS Decíduo são utilizados na substituição provisória (por 2 - 3 anos) que é necessária para evitar fechamento dos espaços. O deslocamento de dentes remanescentes pode provocar o nascimento dos dentes permanentes tortos ou deslocados.

Cores:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Composição:

- Polimetilmetacrilato
- Dimetacrilato
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatíveis

Instruções de Uso:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com REMOX.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e precauções:

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS.

Contraindicações:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA: nº 10216040027

Responsável Técnico: Hélio Wiebeck - CRQ 04302790



Tabela de Articulação

ANTERIOR		POSTERIOR	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

Dientes Acrílicos

Indicación:

Para uso en prótesis dental total o parcial, fija o removible, overdentures, coronas o puentes temporales.

Características/Beneficios:

- Prensado de 2 capas, propiciando un aspecto natural.
- Producidos en matrices de acero hechas a través de sistema CAD/CAM, con mayor simetría y detalles.
- Modelo americano compatible con diversos rangos de edad y con mejor ajuste anatómico.
- Fabricados con materias primas seleccionadas y compatibles con la base de la prótesis, lo que la hace adherirse mejor a la base.
- Alta estabilidad de colores, con colores más naturales.
- Pigmentos biocompatibles.
- Con fluorescencia, propiciando un aspecto natural.
- Cumple con ISO 22112
- Angulación de 0° y 33° en los posteriores, proporcionando una mejor oclusión.



Modelos:

Anteriores Superiores:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Anteriores Inferiores:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Posteriores Superiores e Inferiores:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

Oo:

29 M, 31 M, 33 M

VIPI DENT PLUS Deciduo son utilizados en la sustitución provisoria (por 2 - 3 años) que es necesaria para evitar que se cierren los espacios. El desplazamiento de dientes remanentes puede provocar el recimiento de dientes permanentes torcidos o desplazados.

Colores:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81,
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3
0° - 62, 65, 66, 69

Composición:

- Polimetilmetacrilato
- Dimetacrilato
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatibles

Instrucciones de Uso:

Seguir los procedimientos usuales para elección, montaje, articulación, acrilización, control microbiológico y manutención de la prótesis, así como para protección individual.

Para mejor adhesión de los dientes al polímero de la base de la prótesis, quitar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva.

Trasaislamiento de la mufla y antes de la aplicación de la resina, limpiar la base de los dientes con REMOX.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la durabilidad de los dientes, se recomienda una higienización diaria sin uso de sustancias agresivas, como ácidos o álcalis.

Advertencias y precauciones:

Conservar protegido de luz y calor.

Solo para uso dental.

Utilice la guía de colores y tabla de articulación VIPI DENT PLUS.

Contraindicaciones:

No existen efectos colaterales adversos conocidos, cuando el producto es utilizado según los procedimientos usuales.

Validez: 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Cadastro de ANVISA nº: 10216040027

Responsable Técnico: Hélio Wiebeck - CRQ 04302790

Tabla de Articulación

ANTERIOR		POSTERIOR	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

Acrylic Teeth

Indication:

For use in permanent or removable, total or partial dentures, overdentures, crowns or temporary bridges.

Characteristics / Benefits:

- Pressing of 2 layers, providing a natural appearance.
- Produced in steel matrices through CAD/CAM, with greater symmetry and details.
- American model set compatible with diverse age groups and with better anatomical adjustment.
- Manufactured with selected raw materials and compatible with the denture base, which provides better adherence to the base.
- High stability of colors, with more natural colors.
- Biocompatible pigments
- With fluorescence, providing a natural appearance.
- Complies with ISO 22112
- 0° to 33° Angle at the posterior parts, providing better occlusion.



Models:

Upper Anterior:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Lower Anterior:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Upper and Lower Posterior:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

Oo:

29 M, 31 M, 33 M

Deciduous VIPI DENT PLUS is used in provisional replacement (for 2 -3 days) which is necessary to avoid closing gaps. The displacement of remaining teeth may cause distortion or displacement of permanent teeth.

Colors:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Composition:

- Polymethylmethacrylate
- Dimethacrylate
- Fluorescent
- Biocompatible Pigments

Instructions for Use:

Follow the usual procedures for selection, assembly, articulation, acrylation, microbiological control and maintenance of the denture, as well as for individual protection.

For better adhesion of the teeth to the polymer base of the prosthesis, remove the shine from the base of the tooth with an abrasive tool. After insulation of the flask and before application of the resin, clean the base of the teeth with REMOX.

Recommendations to the patient: To increase durability of the teeth, daily hygiene is recommended without use of aggressive substances, like acids or alkalis.

Warnings and precautions:

Keep away from light and heat.

For dental use only.

Use the VIPI DENT PLUS shade guide and articulation table.

Contraindications:

There are no known adverse side effects, when the product is used according to usual procedures.

Shelf Life: 10 years as of the date of manufacture.

ANVISA Registration n°: 10216040027

Technical Responsible: Helio Wiebeck - CRQ (Regional Council of Chemistry): 04302790

Articulation Table			
ANTERIOR		POSTERIOR	O°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M